

終夜睡眠ポリグラフィーマシナについて

いずみの病院では、現在2種類のマシナにて検査を行っております。
各機種の特徴につきましては以下のとおりです。

メーカー名	フィリップス	フクダライフテック
機種名	スリープロファイア PSG2	ソムノスクリーンBTシステム
解析方法	脳波：オート解析 呼吸：マニュアル解析	マニュアル解析
脳波	1c h	AASM 推奨6c h
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 装着する電極が少なく 気になりにくい 	<ul style="list-style-type: none"> 装着する電極が多く気になり 熟睡できない方もいる 頭に電極用のペーストをつけるため、電極を外した後洗髪が必要
解析に要する日数 (郵送日数含む)	3～5日	10～15日

検査マシナによる誤差は多少ありますが、結果に大きな差異はありません。

患者様の状態に応じて検査マシナの選択をお願いいたします。

特に検査マシナのご指定が無い場合は、当院ではフィリップス社のマシナで検査をさせていただきます。

今後とも当院の終夜睡眠ポリグラフィーマシナ検査のご活用のごほど、よろしくお願いたします。